


☆ 検査の流れ ☆

※お子様の安全のため検査担当者の指示に従ってください。



①小児用ホールボディカウンタです。お子様の寝かし付けは保護者の方に行なっていただきます。



②お子様を、ゆっくりとベッドに乗せて、ベルトをかけてください。マジックテープで固定します。(お子様が暴れると外れる場合がありますので、ご注意ください)



③検査中は、お子様が不安にならないよう、すぐ近くで待機してください。(測定時間は**2分間**です)



④検査が終わったら、ベルトをはずして、お子様をベッドからゆっくりと抱き上げてください。

